



КОРЕКТОР ПОСТАВИ (РЕКЛІНАТОР) КЛЮЧИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ ДИТЯЧИЙ



КОРЕКТОР ПОСТАВИ (РЕКЛІНАТОР) КЛЮЧИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ ДИТЯЧИЙ

 (Українське виробництво)

Коректор постави ключичний дитячий використовується для лікування і реабілітації після травм та операцій на верхньому відділі хребта, а також при болях різної етіології. Забезпечує формування правильної постави, зменшує болі у верхньому відділі спини, запобігає деформації хребта, формує звичку тримати спину прямо, попереджає сутулість. Рекомендується для роботи в офісі, вдома або школі, при довгому знаходженні у сидячому положенні, а також у стані, коли немає опори під спину.

Ефективно формує стереотип правильної постави, сприяє виправленню сутулості плечей.

Частково або повністю знімає напругу м'язів ключичної області.

Може застосовуватися при переломах ключиці в період утворення кісткової мозолі.

М'яко розподіляє тиск на плечі.

Призначення:

- при кіфозах, кіфо-сколіозах, крилоподібних лопатках і юнацькій остеохондропатії, ін.;
- при остеохондрозі верхньо-грудного відділу хребта, спондилопатії легкого ступеня, остеопорозі, ін.;
- для лікування і реабілітації після травм та операцій на верхньому відділі хребта, ключиці.

Переваги:


1. Виготовлено з використання бавовни.
2. Бандаж непомітний під одягом.
3. Роз'ємний, легко одягається та знімається.
4. Розроблено згідно рекомендації лікарів.
5. Виготовлено в Україні.



Розмір №	1	2	3
Окружність грудей на рівні сонячного сплетіння, см(см)	54-58	59-64	65-69
Код Моріона	551770	551777	551778

Схема надягання:

1. При кіфозах, кіфо-сколіозах, крилоподібних лопатках і юнацькій остеохондропатії, ін.
2. При остеохондрозі верхньо-грудного відділу хребта, спондилопатії легкого ступеня, остеопорозі, ін.
3. Для лікування і реабілітації після травм та операцій на верхньому відділі хребта, ключиці.



ДЯКУЄМО
ЗА УВАГУ!